



## Dental aletleri kullanıma hazırlama

# ORANGE SOLVENT

## Tıbbi ürünlerin yüzey temizliği için özel

- Doğal portakal yağlarından yapılmıştır
- Üstün temizleme gücü
- Her türlü kalıntıyı kolayca çıkarır

### Ürün tanımı

ORANGE SOLVENT, tıbbi ve dental alet ve envanterlardaki aljinat ve çimento kalıntılarının ve çinko-öjenol lekelerinin tam olarak çıkartılmasını sağlayan bir temizleme solüsyonudur. Yapışkan kalıntılarının, permanent markör izlerinin ve zemin üzerindeki şeritlerin uzaklaştırılması için de kullanılır. ORANGE SOLVENT ile inatçı lekeler bile çıkar. Ekonomik kullanım sunar.

### Kullanım Alanları

Kısa etki süresi beklendikten sonra istenmeyen yapışkanlı çıkartmaların ve eski etiketlerin kolayca çözülmesini ve yapışkan kalıntılarının rahatça temizlenmesini sağlar.

- İyot lekelerini ve diğer renk sinyali lekelerini büyük ölçüde uzaklaştırır.
- PVC veya linolyum yer döşemelerindeki,
- örn. yatak tekerleklerinin yol açtığı- istenmeyen çizik ve izleri yok eder.
- Çinko tutkal ve alçı kalıntılarını çıkarır.
- Çimento kalıntılarını ve çinko-öjenol lekelerini temizler.
- Giyisi, halı ve döşemelerdeki yağlı lekeleri uzaklaştırır.

### Kullanımı

Bir silme bezinin veya tek kullanımlık bir mendilin üzerine ORANGE SOLVENT'i uygulayınız ve işlenecek yüzeyleri bununla ovalayınız.

Dikkat: Materyal uyumluluğu her sentetik malzemede, özellikle de akrilik cam veya polikarbonat gibi amorf termoplastikler için, garanti edilmez. İlk kez uygulamadan önce görünmeyen bir yerde uyumluluk açısından mutlaka test edilmelidir.

### Bileşimi

Citrus Sinensis Kabuğu Özü, Limonen, Desil Oleat.

### Bilirkişi raporu

Tüm ürünlerimiz geniş çaplı bir şekilde bilirkişilerce değerlendirilmektedir. Talep üzerine, bilirkişi dosyamızı size sunmaktan memnuniyet duyarız.

### Zararlılık ifadesi ve Önlem ifadeleri

Sıvı ve buhar alevlenebilir. Cilt tahrişine yol açar. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir. Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücüdür. Su organizmaları için zehirlidir, uzun süreli etkiye sahiptir. Tıbbi tavsiye gerekiyorsa, ambalajı veya etiketi hazırda bulundurunuz. Çocuklardan uzun tutunuz. Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımlardan, açık alevlerden ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Koruyucu eldiven/koruyucu giysi/göz koruması/yüz koruması kullanınız. YUTULMASI HALİNDE: Derhal ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'ni/doktoru arayınız. KISMAYA ZORLAMAYINIZ. CİLTLE (veya saçla) TEMASI HALİNDE: Kontamine olan tüm giysileri hemen çıkarınız. Cildi su ile yıkayınız/duş alınınız. Ciltte tahriş veya kızarıklık olursa: Doktor tavsiyesi/tıbbi yardım için başvurunuz. Çevreye salınmasından kaçınınız. İçeriği/kabı, yetkili bertaraf şirketine veya ilgili yerel toplama noktasına teslim ediniz

Sadece profesyonel kullanım içindir.



Ürün	Ambalaj şekli	İçindekiler	Ambalaj birimi	Ürün no.
ORANGE SOLVENT	Şişe	250ml	9	00-805-002EXP
	Şişe	500ml	6	00-805-005EXP

Sadece profesyonel kullanım içindir.

Ürün ve ambalaj şeklinin temin edilebilmesi için, söz konusu ülkede ürünün kaydı yapılmış olması gerekmektedir.

